


۱.۳ فیلترهای فضایی گسترده



هدف آزمایش

آشنایی با سیستم فیلتر فضایی گسترده

وسایل لازم:

- روزنه
- عدسی شیئی میکروسکوپ
- جابجاگر میکرونی
- نگهدارنده

مقدمه:

برای از بین بردن نوسانات تصادفی در پروفایل شدت پرتوی یک لیزر از فیلترهای فضایی^۱ استفاده می شود. این عمل باعث افزایش وضوح شده که برای کاربردهایی مانند هولوگرافی و پردازش داده های اپتیکی ضروری است. نوسانات شدت پرتوی یک لیزر بر اثر پراکندگی ناشی از گرد و خاک داخل کاواک لیزر، کثیفی آینه های کاواک و ... ایجاد می شود. همه این عوامل باعث طرح های تداخلی شده و تشکیل طرح های موسوم به طرح های منطقه ای فرنل در باریکه لیزر می شوند. با گسترده کردن پرتوی یک لیزر بر روی یک صفحه این اثر قابل مشاهده است. این طرح های تداخلی باعث ایجاد دو پدیده می شود. پدیده اول ایجاد حلقه هایی اطراف حلقه اصلی شدت باریکه لیزر و دیگری ایجاد نقاطی کاتوره ای در محل باریکه لیزر یا همان *Speckle* است. هدف پالایه فضایی حذف این موارد است. در یک نگاه می توان پالایه فضایی را به دو

^۱ Spatial filter

بخش همگراکننده و فیلترتقسیم کرد. نکته اساسی در چیدمان یک پالایه فضایی جفت بودن همگراکننده و فیلتر است که در این آزمایش به بررسی آن پرداخته می‌شود.

۱.۱.۳ تئوری آزمایش:



شکل ۱.۳: سه نمونه از عدسی شیئی میکروسکوپ ساخت شرکت اولیمپوس



شکل ۲.۳: نمونه‌ای از پالایه فضایی

همگراکننده پالایه فضایی یک عدسی شیئی میکروسکوپ (*Objective*) است. این عدسی‌ها با دو مشخصه فاصله کانونی و بزرگنمایی معرفی می‌شوند. سه نمونه از این عدسی‌ها با بزرگنمایی‌های مختلف در شکل ۱.۱.۳ آورده شده‌است. این نمونه از عدسی‌ها هم به صورت منفرد و هم به صورت آرایه‌ای ساخته می‌شوند. نمونه آرایه‌ای، از عدسی‌های متعدد با ابعاد کوچک و مشابهی تشکیل شده‌اند. این مجموعه عدسی‌ها به صورت آرایه‌های یک بعدی و دوبعدی برای جمع کردن و کانونی کردن نور به کار می‌روند. از جمله کاربردهای آرایه‌ای آنها در دستگاه تصویربرداری دندان پزشکی و ال‌سی‌دی‌ها و به صورت منفرد برای کانونی کردن نور در داخل فیبرهای نوری، اتصال فیبرهای نوری، پالاینده‌های فضایی و ... مورد استفاده قرار می‌گیرند. اندازه لکه پراشیده شده توسط عدسی شیئی میکروسکوپ با رابطه زیر بیان می‌شود.

$$a = \frac{1/22\lambda f}{d_{in}} \quad (۱.۳)$$

که λ طول موج نور ورودی، f فاصله کانونی عدسی شیئی میکروسکوپ و d_{in} قطر باریکه ورودی به عدسی شیئی میکروسکوپ است. برای باریکه با توزیع شدت گاوسی با کمر باریکه ω و انگرایی θ و با فرض فاصله بین عدسی شیئی میکروسکوپ و لیزر L باشد، قطر باریکه ورودی به عدسی شیئی میکروسکوپ برابر با رابطه زیر است.

$$d_{in} = \sqrt{\omega \cdot + 4\theta^2 L^2} \quad (2.3)$$

برای لیزر نوعی هلیوم - نئون با طول موج 632.8 نانومتر، و انگرایی باریکه 1 mrad است (درآزمایش های آینده مقدار دقیق و انگرایی باریکه تعیین می شود). بنابراین برای عدسی شیئی میکروسکوپ نزدیک به لیزر، قطر باریکه ورودی تقریباً با کمر باریکه در هنگام خروج لیزر از عدسی شیئی برابر است. برای هر عدسی شیئی میکروسکوپ، پارامتری به نام (Tube of Length) تعریف می شود، که برای عدسی شیئی میکروسکوپ شرکت های مختلف سازنده مقادیر متفاوتی دارد.

جدول ۱.۳: مقادیر Length of Tube برای شرکت های سازنده مختلف.

Make	mm) (in Length of Tube Mechanical
inc, Lomb Bausch	۱۶۰
—	۲۱۵
Opticalco American	۱۶۰
—	۱۸۰
—	(∞)
Gmbh Leitz Ernst	۱۷۰
—	۱۸۵
—	۲۱۵
—	(∞)
(oberkochen) Zeiss	۱۶۰
۵۸۸۸۷ DIN	۱۶۰

با استفاده از تعریف کمیت Tube of Length فاصله کانونی عدسی شیئی با رابطه زیر تعریف می شود.

$$f = \frac{L_{tube}}{M} \quad (3.3)$$

همچنین و انگرایی باریکه خروجی از عدسی شیئی میکروسکوپ با رابطه زیر بیان می شود.

$$\theta' = \tan^{-1} \frac{d_{in}}{2f} \quad (4.3)$$

هر عدسی شیئی با توجه به کاربرد آن، مشخصات آن با استفاده از روابط بالا تعیین می شود. بعد از تعیین عدسی شیئی میکروسکوپ نوبت به انتخاب فیلتر است. فیلتر پالایه فضایی در واقع یک فیلتر پایین گذر است. از روزنه به عنوان فیلتر استفاده می شود. در انتخاب روزنه دو روش پیشنهاد شده است. در روش اول پیشنهاد می شود که بعد محاسبه اندازه لکه پراشیده شده توسط عدسی شیئی میکروسکوپ، اندازه روزنه انتخابی $1/5$ برابر اندازه لکه پراشیده شده توسط عدسی شیئی میکروسکوپ باشد. در روش دوم با توجه به اینکه قطر بهینه روزنه تابعی از طول موج لیزر، قطر باریکه لیزر و فاصله کانونی عدسی شیئی میکروسکوپ است، رابطه زیر برای محاسبه قطر روزنه پیشنهاد شده است.

$$\text{Pinhole diameter} = \frac{\lambda}{\pi} \times \frac{\text{Wavelength} \times \text{Focallength}}{\text{Beam diameter}} \quad (5.3)$$




شکل ۳.۳: روزنه‌های با گشودگی‌های مختلف ساخته شده توسط شرکت Thorlab

با به کار بردن رابطه فوق، می‌توان اندازه روزنه و نوع عدسی شیئی میکروسکوپ را به راحتی انتخاب کرد. در عمل، قطر روزنه برای پالایه فضایی از اهمیت فراوانی برخوردار است. در انتخاب روزنه به این نکته هم باید توجه داشت که چنانچه قطر روزنه خیلی کوچک باشد، کیفیت پرتو به مقدار زیادی افزایش می‌یابد اما افت توان آن نیز زیاد خواهد بود. همچنین اگر قطر روزنه زیاد باشد، کیفیت پرتو به مقدار دلخواه افزایش نمی‌یابد. جهت استفاده از یک روزنه با قطر کوچک، باید از یک عدسی شیئی میکروسکوپ با f پایین استفاده کرد و به صورت ایده‌آل عدسی شیئی میکروسکوپ نباید ابیراهی قابل توجهی را به پرتو بیفزاید. طراحی چنین عدسی با کاهش فاصله کانونی f دشوارتر می‌شود. در نهایت توان خروجی از پالایه فضایی باروزنه‌ای به گشودگی p و اندازه لکه پراشیده شده a با رابطه زیر بدست می‌آید.

$$\frac{P(p)}{P} = 1 - \exp\left(\frac{1}{4} \times \left(\frac{\pi ap}{\lambda f}\right)^2\right) \quad (۶.۳)$$

۲.۱.۳ شرح آزمایش:


پالایه فضایی از نظر مفهومی بیان ساده‌ای دارد. یک پرتوی لیزر موازی شده و هم‌دوس ایده‌آل به گونه‌ای رفتار می‌کند که گویی توسط یک منبع نقطه‌ای در مسافتی دور تولید شده است. فیلتر کردن فضایی که شامل کانونی کردن یک پرتو است، یک تصویر از "منبع" با تمام عیوب ایجاد شده در مسیر نوری در یک حلقه اطراف محور تولید می‌کند. وقتی یک پرتو توسط یک عدسی کانونی می‌شود، پرتو فرودی به یک نقطه گوسی مرکزی (بر روی محور اپتیکی) و فرانژهای کناری، که نویز ناخواسته را نشان می‌دهند، تبدیل می‌شود. با قرارداد یک روزنه بر روی نقطه گوسی مرکزی، قسمت تمیز پرتو می‌تواند از روزنه عبور کند در حالی که قسمت نویز مسدود می‌شود. برای



شکل ۴.۳: سمت راست - پروفایل ایده‌آل گوسی پرتو لیزر، سمت چپ - پروفایل خروجی از لیزر

چیدن پالایه فضایی مراحل زیر را دنبال کنید:


- لیزر را در محل نگهدارنده خود قرار داده و با استفاده از گونیا باریکه آن را به خط (*align*) کنید. به خط کردن از مهمترین نکاتی است که در چیدمان کردن هر قطعه اپتیکی باید رعایت شود. بدین معنی است که باریکه لیزر از هر نظر باید یک مسیر مستقیم را طی کند.



شکل ۵.۳: شمایی از چیدمان پالایه فضایی

- نگهدارنده پالایه فضایی را در محل خود قرار دهید.
- عدسی شیئی میکروسکوپ رادر محل آن قرار دهید. با دستکاری پیچ و پایه نگهدارنده طوری مکان آن را تنظیم کنید تا باریکه لیزر دقیقاً به مرکز عدسی شیئی میکروسکوپ فرود آید. عدم رعایت این نکته باعث ایجاد ابیراهی و طرح‌های تداخلی مازاد بر روی باریکه لیزر می‌شود.
- عمود بودن باریکه لیزر بر سطح عدسی شیئی میکروسکوپ را بررسی کنید (لکه شدت بازتابی تشکیل شده باید بر روی دهانه لیزر قرار گیرد).
- با توجه به بزرگنمایی عدسی شیئی میکروسکوپ و شرکت سازنده، فاصله کانونی عدسی B های شیئی مختلف را تعیین کنید. با استفاده از یک برگه سفید مکان تقریبی فاصله کانونی عدسی شیئی میکروسکوپ را تعیین کنید. مقدار تئوری و تجربی فاصله کانونی را با هم مقایسه کنید.
- اندازه لکه پراشیده شده توسط عدسی شیئی میکروسکوپ را با استفاده از رابطه تئوری آزمایش بدست آورید. با قراردادن یک برگه سفید در مقابل عدسی شیئی میکروسکوپ در فواصل ۱ سانتی‌متر تا ۲۰ سانتی‌متر اندازه لکه پراشیده شده را تعیین و نموداران را بر حسب فواصل مختلف از عدسی شیئی میکروسکوپ رسم کنید.
- با دوروش ارائه شده در بخش تئوری، اندازه روزنه مناسب برای عدسی شیئی خود را تعیین کنید.
- روزنه را در محل خود قرار دهید. مطابق با عدسی شیئی میکروسکوپ عمود بودن باریکه بر روزنه را بررسی کنید.
- با جابجا کردن عدسی شیئی میکروسکوپ، بیشینه شدت کانونی شده باریکه لیزر را بر روی سطح پالایه فضایی ایجاد کنید (روزنه در کانون عدسی قرار گیرد).
- صفحه سفید رنگی را در مقابل پالایه فضایی قرار داده و چراغ‌های آزمایشگاه را خاموش کنید.
- عدسی شیئی میکروسکوپ را با پیچ میکرومتری جابجا کرده تا حاله کم‌رنگی از باریکه لیزر مشاهده شود.
- با جابجا کردن روزنه در هر دو جهت شدت خروجی را افزایش داده تا بیشینه شدت در محل صفحه سفید تشکیل شود.
- این کار را با روزنه‌های با گشودگی مختلف انجام داده و با استفاده از دوربین از نتایج عکس گرفته و با هم‌دیگر مقایسه کنید.

- با استفاده از یک عدسی دیگر باریکه خروجی راموازی و با استفاده از یک عدسی دیگر باریکه لیزر را روی شدت سنج کانونی کنید. شدت خروجی از پالایه فضایی را تعیین و با رابطه تئوری آن مقایسه کنید.



شکل ۶.۳: چیدمان پالایه فضایی به همراه دو عدسی برای کانونی کردن باریکه در محل آشکارسازی

۳.۱.۳ وظایف دانشجویان:

۱. با مفهوم پالایه فضایی کاملاً آشنا شده و در چیدمان آن مشکلی نداشته باشید. مراحل بالا را انجام داده و نکات مورد توجه را در گزارش کار خود بیاورید.
۲. ارتباط بین بزرگنمایی عدسی شیئی و گشودگی روزنه را درک کرده و در جدولی برای عدسی‌های شیئی مختلف، فاصله کانونی عدسی شیئی و گشودگی روزنه را بیاورید.
۳. مفهوم *tube of length* برای عدسی شیئی میکروسکوپ تحقیق کرده و ذکر کنید این پارامتر به چه عواملی بستگی دارد.
۴. اندازه لکه پراشیده شده از عدسی شیئی میکروسکوپ را تعیین و نموداری برای آن بر حسب فاصله از عدسی شیئی میکروسکوپ رسم کنید. نتیجه‌ای که از این نمودار می‌گیرید را بیان کنید.
۵. روش‌های ساخت عدسی شیئی میکروسکوپ را بررسی و به دو مورد در گزارش کار به طور کامل اشاره شود.
۶. روش‌های ساخت روزنه را بررسی و به دو مورد در گزارش کار به طور کامل اشاره شود.
۷. برنامه‌ای در متلب (*MATLAB*) بنویسید که طرح شدت خروجی از پالایه فضایی را با استفاده از دوربین خوانده و شدت بیشینه آن را تعیین کند.
۸. برنامه‌ای بنویسید که طرح شدت خروجی از پالایه فضایی را خوانده و پروفایل شدت را تعیین کند.
۹. برنامه‌ای بنویسید که شدت‌های خروجی از روزنه‌های مختلف را خوانده و روزنه مناسب را انتخاب کند. نتیجه بدست آمده را با نتیجه تئوری مقایسه کنید.